



Baterías Médicas

Podemos suministrar cualquier batería de aplicación médica para Electrocardiografos, Monitores, Desfibriladores, Respiradores, Ecógrafos ...

| PRODUCTO | REF. ORIGINAL | REF. COMPATIBLE | DESCRIPCIÓN | MARCA | COMPATIBILIDAD |
|---|---------------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|  | | 110178 | Pack de baterías 7,2V/1,25AH, NIMH, medidas: 43X28X48mm. | Akku | BOMBA DE INFUSION ALARIS, ASENA GW |
|  | KKA1100-04 | 110179-K | Batería 24V/4AH, PB, medidas: 220X120X100 mm. | Akku | GRUA PACIENTE ARJO: ALENTI, ENCOM, MIRANTI, MARISA |
|  | NDA0100-03 | | Batería 24V/4AH, PB, medidas: 545X58X90 mm. | Arjo | GRUA PACIENTE ARJO: ALENTI, ENCOM, MIRANTI, BOLERO, MARISA SARA 3000, MAXIMOVE |
|  | KTA0102 (110237-0) | | Batería 24V/2AH, PB, medidas: 240X85X70 mm. | Arjo | GRUA PACIENTE ARJO: TRIXIE, SARITA |
|  | KPA0100 (110325-0) | | Batería 24V/5AH, PB, medidas: 729X103X67 mm. | Arjo | GRUA PACIENTE ARJO: ENCORE TEMPO, OPERA, MAXI |
|  | | BTPB12-4F1 | Batería 12V/4AH, PB, medidas: 195X47X70 mm. Fastón estrecho. | Multipower | GRUA PACIENTE ARJO: MAXIMOVE |
|  | HMX00310 | 110437 | Batería 2x12V/5AH, PB, medidas: 90X70X109 mm. | Akku | GRUA PACIENTE ARJO: MINSTREL |
|  | NEA0100-083 (110456-0) | | Batería 24V/2,5AH, NIMH, medidas: 280X1000X30 mm. | Arjo | GRUA PACIENTE ARJO: CARENDO STUHL, MAXI TWIN, LIFTER |
|  | 20605B3 | 110221 | Pack de baterías 9,6V/1,5AH, NIMH, medidas: 55X48X28 mm. | Akku | PULSIOXIMETRO BCI: 3303, AD700, 8200, 9714 |
|  | PRT4467 | 110376 | Pack de baterías 7,2V/10AH, NIMH, medidas: 98X66X60 mm. | Akku | RESPIRADOR BIO-MEDICAL: CROSSVENT 3+, 4+ |
|  | | 20030414 | Pack de baterías 12V/2,6AH, NIMH, medidas: 140X27X50 mm. | Comercial Zona | ELECTROCARDIOGRAFO BIONET, CARDIOCARE 2000, CARDI TOUCH 3000 |

| PRODUCTO | REF. ORIGINAL | REF. COMPATIBLE | DESCRIPCIÓN | MARCA | COMPATIBILIDAD |
|---|---------------|-----------------|--|-----------------|---|
|  | | 110470 | Pack de baterías 12V/1,8AH, NIMH, medidas: 75X50X30 mm. | Akku | MONITOR BIONET: BM3+ |
|  | | BTPB12-0-8F1 | Batería 12V/0,8AH, PB, medidas: 96X25X62 mm. | Multipower | ELECTROCARDIOGRAFO BOSCH: EKG501. N, NV |
|  | | BTPB12-1-3F1 | Batería 12V/1,3AH, PB, medidas: 97X49X50 mm. | Panasonic | ELECTROCARDIOGRAFO BOSCH: EKG503 |
|  | 862278 | 110267 | Pack de baterías 12V/1,5AH, NICD, medidas: 110X22X84 mm. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO BURDICK: EK10, ELITE, ELITE II |
|  | 9146-302 | | Batería 12V/7,5AH, LI-ION, medidas: 235X70X45 mm. No recargable. (Color amarillo). | Cardiac Science | DESFIBRILADOR CARDIAC SCIENCE: POWERHEART AED G3 |
|  | 9145-301 | | Batería 12V/7,5AH, LISO2, medidas: 235X70X45 mm. No recargable. | Cardiac Science | DESFIBRILADOR CARDIAC SCIENCE: POWERHEART AED G3 PRO |
|  | | 110236 | Pack de baterías 9,6V/2,4AH, NIMH, medidas: 65X29X50 mm. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO CARDIETTE: AR600ADV |
|  | | 110176 | Pack de baterías 12V/1,5AH, NIMH, medidas: 70X30X50 mm. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO CARDIETTE: AR1200, AR1200ADV, AR1200VIEW |
|  | | BTPB12-0-8F1 | Batería 12V/0,8AH, PB, medidas: 96X25X62 mm. | Multipower | ELECTROCARDIOGRAFO CARDIETTE: START 100 |
|  | | BTPB12-2-2F1 | Batería 12V/2,2AH, PB, medidas: 60X34X177 mm. | Panasonic | ELECTROCARDIOGRAFO CARDIETTE: START 200 |
|  | | BTPB12-2-6F1 | Batería 12V/2,6AH, PB, medidas: 178X34X60 mm. | Leader | ELECTROCARDIOGRAFO CARDIOLINE: AR2100ECG |

| PRODUCTO | REF. ORIGINAL | REF. COMPATIBLE | DESCRIPCIÓN | MARCA | COMPATIBILIDAD |
|---|---------------|-----------------|---|------------|---|
|  | | 110222 | Pack de baterías 24V/0,7AH, NICD, medidas: 78X27X97 mm. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO CARDIOLINE: DELTA 1+, 3+ |
|  | | 110260 | Pack de baterías 24V/1,3AH, NICD, medidas: 87X68X85 mm. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO CARDIOLINE: DELTA 60, 60PLUS |
|  | | BTPB6-4-5F1 | Batería 6V/4,5AH, PB, medidas: 70X48X108 mm. Fastón estrecho. | Kaise | PULSIOXIMETRO CRITICARE: 502/504/50245/50445/506/DXN |
|  | | BTPB6-3-8F1 | Batería 6V/3,8H, PB, medidas: 66X33X118 mm. Fastón estrecho. | Multipower | PULSIOXIMETRO CRITICARE: 504DX |
|  | | BTPB6-3-4F1 | Batería 6V/3,3AH, PB, medidas: 134X34X60 mm. Fastón estrecho. | Panasonic | MONITOR PACIENTE CRITIKON DINAMAP: PROCARE 100/300/320/400/420 |
|  | | 399013 | Batería 12V/2,3AH, PB, medidas: 180X60X23 mm. | Multipower | MONITOR PACIENTE CRITIKON DINAMAP: PROCARE 100/200/300/400BP |
|  | | 110239 | Pack de Baterías 12V/7,6AH, NIMH, medidas: 67X84X66 mm. | Akku | MONITOR PACIENTE CRITIKON DINAMAP PRO 1000 |
|  | 0146-00-0043 | 399040 | Batería 12V/2AH, PB, medidas: 180X60X23 mm. | Multipower | MONITOR DE TRANSPORTE DATASCOPE: 2EL, 25L, LT, XG, XL |
|  | 0146-00-0046 | 399013 | Batería 12V/2,1AH, PB, medidas: 180X60X23 mm. | Multipower | MONITOR DE TRANSPORTE DATASCOPE ACCUTORR PLUS 3, 4, 5 |
|  | 0146-00-0069 | | Batería 11,1V/4,4AH, LI-ION, medidas: 181X23X60 mm. | Mindray | MONITOR DE TRANSPORTE DATASCOPE ACCUTORR PLUS, ACCUTORR V, TRIO |
|  | 0146-00-0079 | | Batería 7.4V/7,8AH, LI-ION, medidas: 142X22X60 mm. | Mindray | MONITOR DE TRANSPORTE DATASCOPE DUO |

| PRODUCTO | REF. ORIGINAL | REF. COMPATIBLE | DESCRIPCIÓN | MARCA | COMPATIBILIDAD |
|---|---------------|-----------------|---|--------------|--|
|  | 1503-3045-000 | | Batería 12V/2,2AH, PB, medidas: 180X35X65 mm. | Datex Ohmeda | MESA DE ANESTESIA DATEX OHMEDA: AESTIVA 3000/7900 |
|  | 110487-O | | Batería 11,1V/3,5AH, LI-ION, medidas: 213X50X18 mm. | Datex Ohmeda | MONITOR DATEX OHMEDA B30 |
|  | 896895 | | Batería 13,2V/1,8AH, NICD, medidas: 275X58X31 mm. | Datex Ohmeda | MONITOR DATEX OHMEDA LIGHT, S/5 |
|  | | 110141 | Pack de baterías 2X12V/4AH, NIMH, medidas: 88X26X136 mm. | Akku | MONITOR DATEX OHMEDA S/5 |
|  | | 110109 | Pack de baterías 9,6V/1,4AH, NICD, medidas: 138X21X56 mm. | Akku | PULSIOXIMETRO DATEX OHMEDA: BIOX 3770, 3775 |
|  | | BTPB8-3-2F1 | Batería 8V/3,2AH, PB, medidas: 133X37X67 mm. | Power Sonic | PULSIOXIMETRO DATEX OHMEDA: 3800, 3900, 3901 |
|  | 6050-0006-578 | 110335 | Pack de baterías 4,8V/3,2AH, NIMH, medidas: 173X23 mm. | Akku | PULSIOXIMETRO DATEX OHMEDA TRUSAT |
|  | | BTPB12-7-2F1 | Batería 12V/7,2AH, PB, medidas: 151X64,5X94 mm. | Panasonic | MESA DE ANESTESIA DRAGER JULIAN |
|  | | 399013 | Batería 12V/2,3AH, PB, medidas: 180X60X23 mm. | Multipower | MONITOR PACIENTE DRAGER INFINITY DELTA, DELTA XL |
|  | 5947697 | 399001-M | Batería 12V/2AH, PB, medidas: 140X23X60 mm. | Multipower | MONITOR PACIENTE DRAGER INFINITY GAMMA, GAMMA XL, SC6002XL |
|  | 8411599 | 110146 | Pack de baterías 7,2V/1AH, NICD, medidas: 65X32X46 mm. | Akku | RESPIRADOR DRAGER OXYLOG 2000 |

| PRODUCTO | REF. ORIGINAL | REF. COMPATIBLE | DESCRIPCIÓN | MARCA | COMPATIBILIDAD |
|---|----------------|-----------------|--|------------------|---|
|  | 2M86733 | ME202EK | Batería 11,1V/7,2AH, LI-ION, medidas: 150X90X20 mm. | Molicel | RESPIRADOR DRAGER OXYLOG 2000 PLUS, 3000, 3000 PLUS |
|  | | BTPB12-17M5 | Batería 12V/17AH, PB, medidas: 181X76X167 mm. | Panasonic | RESPIRADOR DRAGER PRIMUS EVITA 4 |
|  | | 110416 | Batería 14,4V/6,6AH, LI-ION, medidas: 107X167X22 mm. | Akku | ECOGRAFO ESAOTE MYLAB 25 GOLD. MYLAB 30 GOLD |
|  | | BTPB12-7-2F1 | Batería 2X12V/7,2AH, PB, medidas: 151X64,5X200 mm. | Panasonic | MONITOR DE DIALISIS FRESENIUS 5008 |
|  | | 110304 | Pack de baterías 12V/1,8AH, NICD, medidas: 210X45X24 mm. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO FUKUDA FCP2201G, 2101, 2201 |
|  | FK515900028-20 | | Pack de baterías 9,6V/4AH, NIMH, medidas: 135X68X15 mm. | Fukuda | ELECTROCARDIOGRAFO FUKUDA FX-7102, FX-7101, FX-7542 |
|  | | 110490 | Pack de baterías 9,6V/1,65AH, NIMH, tipo: T8HRAAU-4713. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO FUKUDA CARDIMAX FX-7202 |
|  | 2025267-001 | | Batería 11,1V/7,1AH, LI-ION, medidas: 212X60X24 mm. | General Electric | DEFIBRILADOR GE-MARQUETTE RESPONDER 2000 |
|  | 30344631 | 2009218-001 | Batería 12V/2AH, NICD, medidas: 137X125X30 mm. | General Electric | DEFIBRILADOR GE-MARQUETTE RESPONDER 3000 |
|  | 2019437-001 | | Batería 12V/7,5AH, LITIO, medidas: 235X45X70 mm. | General Electric | DEFIBRILADOR GE-MARQUETTE RESPONDER AED |
|  | 2023681-101 | | Batería 12V, LITIO, medidas: 70X45X236. | General Electric | DEFIBRILADOR GE-MARQUETTE RESPONDER AED PRO |

| PRODUCTO | REF. ORIGINAL | REF. COMPATIBLE | DESCRIPCIÓN | MARCA | COMPATIBILIDAD |
|---|---------------------------|-----------------|--|------------------|---|
|  | 2325369-7 | | Batería 14,8V/5,2AH, LI-ION, medidas: 150X85X22 mm. | General Electric | ECOGRAFO GENERAL ELECTRIC LOGIQ BOOK |
|  | | 110150 | Pack de baterías 19,2V/1,7AH, NICD, medidas: 177X22X96 mm. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO GE-MARQUETTE MAC12, MAC PC. MAC PC6 |
|  | 2030912-001 (110434-0) | | Batería 7,2V/2,2AH, LI-ION, medidas: 70X37X22 mm. | General Electric | ELECTROCARDIOGRAFO GE-MARQUETTE MAC400 |
|  | (110443-0) | | Batería 7,2V/4,5AH, LI-ION, medidas: 110X78X24 mm. | General Electric | ELECTROCARDIOGRAFO GE-MARQUETTE MAC800 |
|  | 2035701-001 (110407-0) | | Batería 14,8V/2,3AH, LI-ION, medidas: 145X62X50 mm. | General Electric | ELECTROCARDIOGRAFO GE-MARQUETTE MAC1600 |
|  | 900770-001 | | Batería 18V/3,5AH, NIMH, medidas: 216X65X54 mm. | General Electric | ELECTROCARDIOGRAFO GE-MARQUETTE MAC3500/5000ST/5500 |
|  | 30344270 | 110032 | Batería 18V/1,7AH, NICD, medidas: 210X22X67 mm. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO GE-MARQUETTE: MAC PC1000, 1100, 1200ST |
|  | (110465-0) | | Batería 11,1V/6AH, LI-ION, medidas: 215X60X22 mm. | General Electric | MONITOR PACIENTE GE-MARQUETTE CARESCAPE B650 |
|  | 2016989-002 (110402-0) | | Batería 10,8V/1,85AH, LI-ION, medidas: 84X60X21 mm. | General Electric | MONITOR PACIENTE GE-MARQUETTE CARESCAPE PDM, MINI DASH, SOLAR 8000E |
|  | | 110202 | Pack de baterías 12V/3AH, NICD, medidas: 132X56X58 mm. | Akku | MONITOR PACIENTE GE-MARQUETTE DASH 2000 |
|  | 2023852-029 (110450-0) | | Batería 8,4V/8AH, NIMH, medidas: 115X32X66 mm. | General Electric | MONITOR PACIENTE GE-MARQUETTE DASH 2500 |

| PRODUCTO | REF. ORIGINAL | REF. COMPATIBLE | DESCRIPCIÓN | MARCA | COMPATIBILIDAD |
|---|---------------|-----------------|--|-----------|--|
|   | | 110155-SM | Batería 11,1V/3,6AH, LI-ION, medidas: 215X52X19 mm. | Akku | MONITOR PACIENTE GE-MARQUETTE DASH 3000/4000/5000 |
|  | | 110184 | Pack de baterías 12V/2,5AH, NICD, medidas: 260X32X55 mm. | Akku | MONITOR PACIENTE GE-MARQUETTE EAGLE 4000 |
|  | | 110449 | Batería 2X12V/5,4AH, PB, medidas: 90X70X102 mm. | Akku | RESPIRADOR HAMILTON GALILEO |
|  | | BTPB12-2-2F1 | Batería 12V/2,2AH, PB, medidas: 178X34X64 mm. | Panasonic | RESPIRADOR HAMILTON RAPHAEL |
|  | X-02.99.382 | | Batería 3,5V/1AH, NIMH, medidas: 26X82 mm. | Heine | EQUIPOS HEINE |
|  | 30344030 | | Batería 12V/1,3AH, NICD, medidas: 119X98X29 mm. | Hellige | DESFIBRILADOR HELLIGE: SCP910, 913, 915, 922, CARDIOSERV |
|  | | 110152 | Batería 10,8V/1,7AH, NICD, medidas: 131X26X70 mm. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO HELLIGE EK41 |
|  | | 110234 | Batería 10,8V/0,8AH, NICD, medidas: 156X20X47 mm. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO HELLIGE EK51 |
|  | | 110031 | Batería 21,6V/1,4AH, NICD, medidas: 254X22X68 mm. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO HELLIGE EK53, 56 |
|  | | 110038 | Batería 12V/2,5AH, PB, medidas: 105X120X33 mm. | Akku | DESFIBRILADOR HEWLETT PACKARD 43100A, 43110A, 43120A, 43130A, 43200A |
|  | M1758A | 110039 | Batería 12V/4,2AH, PB, medidas: 140X45X110 mm. | Akku | DESFIBRILADOR HEWLETT PACKARD. MONITOR CODEMASTER XL PLUS, M1722A/B, M1723A/B, 1724A |

| PRODUCTO | REF. ORIGINAL | REF. COMPATIBLE | DESCRIPCIÓN | MARCA | COMPATIBILIDAD |
|---|---------------|-----------------|--|-----------------|---|
|  | NJ1020HP | | Batería 12V/3,8AH, NIMH, medidas: 90X149X20 mm. | Inspired Energy | MONITOR HEWLETT PACKARD M3046, VIRIDIA M3/M4 |
|  | 88007005 | | Batería 12V/1,6AH, NIMH, medidas: 67X27X55 mm. | Laerdal | ASPIRADOR LAERDAL LCSU3 |
|  | 886113 | | Batería 12V/1,6AH, NIMH, medidas: 75X35X50 mm. | Laerdal | ASPIRADOR LAERDAL LCSU4 |
|  | 901100 | 399014 | Batería 12V/2AH, PB, medidas: 200X23X60 mm. | Multipower | DESFIBRILADOR LAERDAL HEARTSTART 911, 2000, 3000 |
|  | 1315 | | Pack de baterías 4,8V/1,8AH, NIMH, medidas: 70X20X73 mm. | Masimo | PULSIOXIMETRO MASIMO RADICAL 7 |
|  | 14282 | | Pack de baterías 4,8V/2,41AH, NIMH, medidas: 55X216X50 mm. | Masimo | PULSIOXIMETRO MASIMO RADICAL 7 |
|  | 6487180 | | Batería 12V/4AH, NIMH, medidas: 152X90X21 mm. Tipo E407E. | Maquet | RESPIRADOR MAQUET SERVO I, SERVO S |
|  | 022-000124-00 | | BATERIA 12V/4,2AH, LI-MNO2. | Mindray | DESFIBRILADOR MINDRAY: BENEHEART D1 |
|  | 115-007858-00 | | Batería 14,8V/3AH, LI-ION. LI24I001A. | Mindray | DESFIBRILADOR MINDRAY: BENEHEART D3 |
|  | 0651-30-77120 | | Batería 14,8V/4,5AH, LI-ION, medidas: 175X65X47 mm. LI34I001A. | Mindray | DESFIBRILADOR MINDRAY: BENEHEART D6 |
|  | M05-010005-09 | | Batería 14.8V/6,6AH, LI-ION. LI34I001M. | Mindray | ECOGRAFO MINDRAY DP50, Z6 |

| PRODUCTO | REF. ORIGINAL | REF. COMPATIBLE | DESCRIPCIÓN | MARCA | COMPATIBILIDAD |
|---|---------------|-----------------|--|------------|---|
|  | 022-000122-00 | | Batería 14,4V/2,2AH, LI-ION, medidas: 72X17X70 mm. | Mindray | ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY BENEHEART R3 |
|  | 022-000008-00 | | Batería 11,1V/4500MAH, LI-ION, medidas: 146X59X21 mm. | Mindray | MONITOR MINDRAY: BENEVIEW T5/T8 |
|  | 115-018014-00 | | Batería 11,1V/2,6AH, LI-ION. LI3I001A. | Mindray | MONITOR MINDRAY: IMEC SERIES E IPM SERIES |
|  | 115-018012-00 | | Batería 11,1V/4500MAH, LI-ION. | Mindray | MONITOR MINDRAY: IMEC SERIES, VS600 Y VS900 |
|  | M05-302R3R | 399013 | Batería 12V/2,1AH, PB, medidas: 180X60X23 mm. | Multipower | MONITOR MINDRAY PM8000 EXPRESS/9000, MEC1000/1200, IPM9800, VS800 |
|  | 115-018015-00 | | Batería 11,1V/4,4AH, LI-ION, medidas: 180X60X22 mm. | Mindray | MONITOR MINDRAY: VS800, PM8000, PM9000, MEC1200VET, IPM9800 |
|  | M05-010004-08 | | Batería 3,7V/1,8AH, LI-ION, medidas: 54X12X45 mm. LI11S001A. | Mindray | PULSIOXIMETRO MINDRAY PM60 |
|  | | 110285 | Batería 2,4V/0,6AH, NIMH, medidas: 45X11X21 mm. | Akku | BILIRRUBINOMETRO MINOLTA JM103 |
|  | | 110273 | Batería 14,4V/4AH, NIMH, medidas: 34X101X69 mm. | Akku | MONITOR NELLCOR N5500, N5600 |
|  | | 399013 | Batería 12V/2,3AH, PB, medidas: 180X60X23 mm. | Multipower | PULSIOXIMETRO NELLCOR N180, N185 |
|  | | BTPB6-2-8F1 | Batería 6V/2,8AH, PB, medidas: 66X98X33 mm. | Diamec | PULSIOXIMETRO NELLCOR N200 |

| PRODUCTO | REF. ORIGINAL | REF. COMPATIBLE | DESCRIPCIÓN | MARCA | COMPATIBILIDAD |
|---|---------------------|-----------------|---|--------------|---|
|  | | BTPB12-1-3F1 | Batería 12V/1,3AH, PB, medidas: 97X49X50 mm. | Panasonic | PULSIOXIMETRO NELLCOR N550, NPB550 |
|  | M6008-0 | 110309 | Batería 9,6V/3,8AH, NIMH, medidas: 55X52X72 mm. | Akku | PULSIOXIMETRO NELLCOR N560 |
|  | 640119 | BTPB6-4-5F1 | Batería 6V/4,5AH, PB, medidas: 70X47X105,5 mm. | Multipower | PULSIOXIMETRO NELLCOR NPB190, 195, 290, 295, 390, 395, 595, 600, N1000, NPB3900, 3910, 3930, 3940 |
|  | | BAT--IMEXDOP | Pack de baterías 12V/0,17AH, NICD, medidas: 55X22X39 mm. | X | DOPLER NICOLET IMEXDOP CT+, SONICAID 421 |
|  | SB-214VK (110541-0) | | Batería 27V/2,8AH, LITIO, medidas: 70X57X45 mm. | Nihon Kohden | DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN CARDIOLIFE AED2100, AED2150, AED2151, AED2152 |
|  | X212A (110379-0) | | Batería 30V/1,4AH, LITIO, medidas: 157X47X40 mm. SB210VK, NKPB-1430K. | Nihon Kohden | DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN CARDIOLIFE AED2100, AED2100K |
|  | X060A (110175-0) | | Batería 12V/1,7AH, NICD, medidas: 141X27X95 mm. NKB-102V. | Nihon Kohden | DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN CARDIOLIFE TEC2202, TEC2203 |
|  | X040A | 110554 | Batería 12V/2AH, PB, medidas: 200X23X60 mm. | Multipower | DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN CARDIOLIFE TEC5200/6100/7100A/7200/7300/8110 |
|  | X041B (110214-0) | | Batería 12V/2,9AH, PB, medidas: 108X56X79 mm. LC-S2912NK. | Nihon Kohden | DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN TEC7511, TEC7521, TEC7531 Y ECG9320 |
|  | X060 (110298-0) | | Batería 12V/1,7AH, NICD, medidas: 141X27X95 mm. NKB-101. | Nihon Kohden | DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN TEC8250, 825 Y MONITOR BSM-4100 LIFESCOPE P, BSM-5100, LIFESCOPE A |
|  | X065 (110215-0) | | Pack de baterías 12V/2,8AH, NIMH, medidas: 110X45X45 mm. NKB-301V. | Nihon Kohden | DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN TEC5500, TEC5521, TEC5531, TEC7621, TEC7631, TEC7721, TEC7731 Y ECG-1350 |

| PRODUCTO | REF. ORIGINAL | REF. COMPATIBLE | DESCRIPCIÓN | MARCA | COMPATIBILIDAD |
|---|----------------------|-----------------|---|--------------|--|
|  | X071 (110312-0) | | Pack de baterías 12V/1,95AH, NIMH, medidas: 180X42X17 mm. SB901D. | Nihon Kohden | ELECTROCARDIOGRAFO NIHON KOHDEN CARDIOFAX S, ECG-1250/9620 |
|  | X041A | 399040 | Batería 12V/2AH, PB, medidas: 182X61X23 mm. | Multipower | ELECTROCARDIOGRAFO NIHON KOHDEN ECG8110/84XX/882X/8830 |
| ★  | X062 (110216-0) | | Pack de baterías 12V/3,7AH, NIMH, medidas: 93X39X74 mm. YS-076P5. | Nihon Kohden | MONITOR NIHON KOHDEN BSM-2300/2301A/2301C/2301K/2303C/2303K/2304A/2351A/2351C/2351K/2353C/2353K/2354A |
|  | X064 | 110356 | Pack de baterías 9,6V/2,1AH, NIMH, medidas: 67X45X35 mm. | Akku | MONITOR NIHON KOHDEN LIFESCOPE N OPV-1500 |
|  | X075 (110453-0) | | Batería 9,6V/2,9AH, NIMH, medidas: 76X96X35 mm. SB-671P. | Nihon Kohden | MONITOR NIHON KOHDEN BSM3000/6000/6300/6500/6700 |
|  | X076 (110463-0) | | Batería 9,6V, NIMH, medidas: 68X71X34 mm. SB-201P. | Nihon Kohden | MONITOR NIHON KOHDEN PVM-2700, 2703 |
|  | 0205019018 | | Pack de baterías 4,8V/1,65AH, NIMH, medidas: 56X15X50 mm. | Omron | TENSIOMETRO OMRON HEM-907 |
| ★  | 989803108811 | | Batería 12V/4,2AH, LITIO, medidas: 172X65X35 mm. M3863A. | Philips | DEFIBRILADOR PHILIPS HEARTSTART FR2/FR2+ |
|  | 989803150161 | | Batería 12V/4,7AH, LITIO, medidas: 100X67X46 mm. | Philips | DEFIBRILADOR PHILIPS HEARTSTART FR3 |
| ★  | M5070A (110300-0) | | Batería 9V/4,2AH, LITIO, medidas: 125X60X25 mm. | Philips | DEFIBRILADOR PHILIPS HEARTSTART HS1, FRX |
|  | M3538A | | Batería 14,4V/6,3AH, LI-ION, medidas: 78X48X168 mm. | Philips | DEFIBRILADOR PHILIPS HEARTSTART MRX |

| PRODUCTO | REF. ORIGINAL | REF. COMPATIBLE | DESCRIPCIÓN | MARCA | COMPATIBILIDAD |
|---|--------------------------|-----------------|---|-----------------|--|
|  | M3516A | | Batería 12V/2AH, PB, medidas: 180X60X23 mm. | Philips | DEFIBRILADOR PHILIPS HEARTSTART XL, XLT, 4000 |
|  | M4735A | | Batería 12V/2AH, PB, medidas: 180X65X23 mm. | Philips | DEFIBRILADOR PHILIPS HEARTSTREAM XL |
|  | | 110040 | Batería 18V/7,2AH, PB, medidas: 150X100X93 mm. | Panasonic | ELECTROCARDIOGRAFO PHILIPS M1700A-XLI, M1701A-XL, M1702A, M1721A, 1770 |
|  | | 110244 | Batería 6V/7,2AH, PB, medidas: 151X34X94 mm. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO PHILIPS PAGEWRITER 100, 200, 300, M1770A, M1771A, M1772A |
|  | 989803170371 | 110574 | Batería 11,1V/8,7AH, LI-ION, medidas: 140X90X20 mm. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO PHILIPS PAGEWRITER TC30/50/70 |
|  | 98980312913 (NI2040HD24) | | Batería 10,8V/7,2AH, LI-ION, medidas: 217X26X65 mm. | Inspired Energy | ELECTROCARDIOGRAFO PHILIPS PAGEWRITER TOUCH, PAGEWRITER II |
|  | 989803130151 | | Batería 12V/2,6AH, PB, medidas: 200X40X72 mm. | Philips | ELECTROCARDIOGRAFO PHILIPS PAGEWRITER TRIM I, II, III |
|  | M4607A (910347-0) | | Batería 10,8V/1AH, LI-ION, medidas: 66X80X20 mm. | Philips | MONITOR PHILIPS INTELLIVUE MP2, X2, M3002A, M8102A |
|  | M4605A (110219-0) | | Batería 10,8V/6AH, LI-ION, medidas: 140X90X20 mm. | Philips | MONITOR PHILIPS MP5/20/30/40/50/70, MX400, MX450 |
|  | 989803144631 (ME202EK) | | Batería 11,1V/7,2AH, LI-ION, medidas: 150X90X20 mm. | MoliceL | MONITOR PHILIPS SURESIGNS VM3, VM4, VM6, VM8, VS3 |
|  | | 110095 | Batería 16V/2,5AH, PB, medidas: 72X70X136 mm. | Akku | DEFIBRILADOR PHYSIO CONTROL LIFEPAK 9 |

| PRODUCTO | REF. ORIGINAL | REF. COMPATIBLE | DESCRIPCIÓN | MARCA | COMPATIBILIDAD |
|---|---------------|-----------------|---|----------------|---|
|  | 110102-LO | | Batería 12V/7,2AH, LI-ION, medidas: 146X45X97 mm. | Physio Control | DESFIBRILADOR PHYSIO CONTROL LIFEPAK 12 |
|  | | 110102-LS | Batería 12V/2,8AH, LI-ION, medidas: 146X44X97 mm. | Akku | DESFIBRILADOR PHYSIO CONTROL LIFEPAK 12 |
|  | 21330-001176 | | Batería 10,8V/6AH, LI-ION, medidas: 140X70X43 mm. | Physio Control | DESFIBRILADOR PHYSIO CONTROL LIFEPAK 12 |
|  | 11141-000028 | | Batería 12V/2,5AH, PB, medidas: 146X90X80 mm. | Physio Control | DESFIBRILADOR PHYSIO CONTROL LIFEPAK 12 |
|  | 11141-000149 | | Batería 12V/1,6AH, NICD, medidas: 146X45X97 mm. | Physio Control | DESFIBRILADOR PHYSIO CONTROL LIFEPAK 12 |
|  | 11141-000068 | | Batería 12V/2,56AH, NIMH, medidas: 220X50X26 mm. | Physio Control | DESFIBRILADOR PHYSIO CONTROL LIFEPAK 20 |
|  | 11141-000158 | | Batería 12V/7,5AH, LITIO, medidas: 190X74X42 mm. | Physio Control | DESFIBRILADOR PHYSIO CONTROL LIFEPAK 500 |
|  | 11141-000100 | | Batería 12V/4,5AH, LITIO, medidas: 203X57X33 mm. | Physio Control | DESFIBRILADOR PHYSIO CONTROL LIFEPAK 1000 |
|  | | 110069-N | Batería 14,4V/1,5AH, NICD, medidas: 104X66X46 mm. | Akku | DESFIBRILADOR PRIMEDIC B, M110 |
|  | (110139-O) | | Batería 14,4V/1,7AH, NICD, medidas: 290X60X27 mm. Tipo: M240. | Primedic | DESFIBRILADOR PRIMEDIC, DM1, 3, 10-12, 30-12 |
|  | 110381-L | | Batería 15V/2,8AH, LIMNO2, medidas: 240X65X40 mm. Tipo: M250. | Primedic | DESFIBRILADOR PRIMEDIC HEARTSAVE 6, HS6, HS6S |

| PRODUCTO | REF. ORIGINAL | REF. COMPATIBLE | DESCRIPCIÓN | MARCA | COMPATIBILIDAD |
|---|---------------|-----------------|--|-----------|---|
|  | (110381-01) | | Batería 13,2V/2,5AH, LITE LIFEPO4, medidas: 240X65X40 mm. Tipo: M250-M290. | Primedic | DESFIBRILADOR PRIMEDIC HEARTSAVE 6, HS6, HS6S, DEFIMONITOR XD1/3/10/30/100/110/300/330 |
|  | | BAT-PURITAN | Batería 24V/7AH, PB, medidas: 200X152X65 mm. | Panasonic | RESPIRADOR PURITAN BENNETT 840 |
|  | 10681 | | Batería 2,4V/3AH, NIMH, medidas: 103X25 mm. | Riester | RIESTER 11408 |
|  | 10682 | | Batería 3,5V, NIMH, medidas: 105X30X30 mm. RI-ACCU tipo C. | Riester | RIESTER 10670, 10671 |
|  | 10691 | | Batería 3,5V, LI-ION, RI-ACCU L tipo C. | Riester | RIESTER |
|  | 10692 | | Batería 3,5V, LI-ION, medidas: 25X54 mm. RI-ACCU L tipo C. | Riester | RIESTER |
|  | (110227-0) | | Batería 12V/2,8AH, LITIO, medidas: 85X44X41 mm. | Schiller | DESFIBRILADOR SCHILLER FRED EASY |
|  | | BTPB12-1-3F1 | Batería 12V/1,3AH, PB, medidas: 97X49X50 mm. | Panasonic | ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLER AT1, SP1, P80, AT101 |
|  | | BTPB12-2-6F1 | Batería 12V/2,6AH, PB, medidas: 178X34X60 mm. | Leader | ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLER AT2, AT2 LIGHT, AT2 PLUS, AT102, AT6, CM8, PT-160, ARGUS LCM, CARDIOVIT SC100 |
|  | | 110072 | Pack de baterías 9,6V/0,6AH, NICD, medidas: 104X34X34 mm. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLER AT3 |
|  | | 110073 | Pack de baterías 9,6V/1,2AH, NIMH, medidas: 200X28X14 mm. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLER AT4, AT5 |

| PRODUCTO | REF. ORIGINAL | REF. COMPATIBLE | DESCRIPCIÓN | MARCA | COMPATIBILIDAD |
|---|-------------------------|-----------------|--|----------|---|
|  | | 110314 | Pack de baterías 9,6V/2,7AH, NIMH, medidas: 138X23X55 mm. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLER AT10+ |
|  | BUFRNC | | Batería 12V/1,9AH, NICD, medidas: 102X44X125 mm. | Schiller | ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLER DEFIGARD 1002, 2000, 2002, 6002, FRED |
|  | | 110171 | Pack de baterías 14,4V/1,9AH, NICD, medidas: 270X46X27 mm. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLER DEFIGARD 3002 |
|  | 2.200.132 (110301-0) | | Batería 10,8V/4,3AH, LI-ION, medidas: 96X22X102 mm. | Schiller | ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLER DEFIGARD 5000, ARGUS PRO LIFECARE 2 |
|  | | 110076 | Pack de baterías 12V/4AH, NICD, medidas: 168X68X62 mm. | Akku | DESFIBRILADOR SIEMENS SIRECARD P, THERACARD PM |
|  | | 110196 | Pack de baterías 14,4V/4,4AH, LI-ION, medidas: 145X65X20 mm. | Akku | MONITOR SIEMENS SC6002XL, SC6802XL |
|  | | 110077 | Pack de baterías 2X6V/1,4AH, NICD, medidas: 88X22X54 mm. | Akku | MONITOR SIEMENS SC7000, SC9000 |
|  | | 110083 | Pack de baterías 12V/4,5AH, NICD, medidas: 167X39X120 mm. | Akku | MONITOR SIEMENS SC9000 |
|  | R-2003-2 | | Batería 12V/2,4AH, medidas: 100X70X54 mm. | Artema | DESFIBRILADOR S&W CARDIO-AID 200 |
|  | 59439-6 | | Batería 12V/1,7AH, NICD, medidas: 95X32X123 mm. | S&W | DESFIBRILADOR S&W CARDIO-AID MC+, 930, 950 |
|  | | 110079 | Batería 12V/1,7AH, NICD, medidas: 88X60X42 mm. | Akku | DESFIBRILADOR S&W DEF I 2 |

| PRODUCTO | REF. ORIGINAL | REF. COMPATIBLE | DESCRIPCIÓN | MARCA | COMPATIBILIDAD |
|---|---------------|-----------------|--|-------------|--|
|  | | 110078 | Batería 12V/3AH, NICD, medidas: 108X75X55 mm. | Akku | DEFIBRILADOR S&W DMS 730, 750 |
|  | | 110127 | Batería 12V/2,3AH, NICD, medidas: 105X70X76 mm. | Akku | DEFIBRILADOR S&W DMS 730, 750 |
|  | 4112000000 | | Batería 9,6V/0,5AH, NICD. | Stryker | MOTOR QUIRURGICO STRYKER 4112 |
|  ★ | 4115000000 | | Batería 9,6V/1,2AH, NICD. | Stryker | MOTOR QUIRURGICO STRYKER 4115 |
|  | 4126110000 | | Batería 9,6V/1,2AH, NICD, medidas: 86X70X45 mm. | Stryker | MOTOR QUIRURGICO STRYKER 4126-110 |
|  | 6126-110 | | Batería 9,6V/2,15AH, NIMH, medidas: 55X68X49 mm. | Stryker | MOTOR QUIRURGICO STRYKER 6126-110 |
|  | 6212000000 | | Batería 9,6V/0,5AH, NICD, medidas: 60X62X60 mm. | Stryker | MOTOR QUIRURGICO STRYKER 6212 |
|  | 6215000000 | | Batería 9,6V, NICD. | Stryker | MOTOR QUIRURGICO STRYKER 6215 |
|  | WA71960 | | Batería 3,7V, LI-ION. | Welch Allyn | WELCH ALLYN 71960, 71969, 71900, 71902, 71910 |
|  | WA72200 | | Batería 3,5V/0,7AH, NICD, medidas: 73,2X26,2 mm. | Welch Allyn | WELCH ALLYN 71670, 71000, 71020 |
|  | WA72300 | | Batería 3,5V/0,7AH, NIMH, medidas: 72,8X25,7 mm. | Welch Allyn | WELCH ALLYN 71000-A, 71020-A, 71020-C, 71055-C |

| PRODUCTO | REF. ORIGINAL | REF. COMPATIBLE | DESCRIPCIÓN | MARCA | COMPATIBILIDAD |
|---|---------------|-----------------|---|-------------|--|
|  | WA72600 | | Batería 2,5V/0,8AH, NICD, medidas: 104X14 mm. | Welch Allyn | WELCH ALLYN POCKET SCOPE 72800 |
|  | 001852 | | Batería 12V/2,6AH, LITIO, medidas: 146X21X37 mm. | Welch Allyn | DESFIBRILADOR WELCH ALLYN AED10 |
|  ★ | 5200-84 | 110918-A | Batería 6V/4,5AH, PB, medidas: 75X53X104 mm. | Akku | ELECTROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN CP100, CP200 |
|  | WA72240 | | Pack de baterías 4.8V/1.8AH, NICD, medidas: 90X24X43 mm. | Welch Allyn | OFTALMOSCOPIO BINOCULAR WELCH ALLYN 1200 |
|  | 8700-0702-01 | | Batería 32,4V/3,2AH, NIMH, medidas: 292X57X81 mm. | Zoll | DESFIBRILADOR ZOLL AED AUTOPULSE |
|  ★ | 912-37-03 | | Pack pila de Litio, 10X3V, medidas: 16,9X34 mm. | Duracell | DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS |
|  | 8019-0535-01 | | Batería 10,8V/5,8AH, LI-ION, medidas: 165X72X45 mm. | Zoll | DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS, E-SERIE, R-SERIE |
|  | 8000-0299-10 | | Batería 10V/2,5AH, PB, medidas: 165X72X45 mm. | Zoll | DESFIBRILADOR ZOLL NTP2, PD1400, PD1600, PD1700, PD2000, 4410, M-SERIE, E-SERIE, AED PRO |
|  ★ | 8000-0500-01 | | Batería 10V/4,5AH, PB, medidas: 197X94X70 mm. Tipo: PD4410XL. | Zoll | DESFIBRILADOR ZOLL PD4410XL, M-SERIE |
|  | | 110132 | Pack de baterías 12V/2,5AH, PB, medidas: 105X42X143 mm. | Akku | DESFIBRILADOR ZOLL PD900, PD1200 |