



# Transductores Fetales

La cardiotocografía es un método de evaluación fetal que registra simultáneamente la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales y las contracciones uterinas.

PRODUCTO	REF. ORIGINAL	REF. COMPATIBLE	DESCRIPCIÓN	MARCA	COMPATIBILIDAD
	M1355A		Transductor de Toco Fetal.	Philips	<b>MONITOR FETAL PHILIPS 50 SERIES</b>
	M1356A		Transductor de Ultrasonidos Fetal.	Philips	MONITOR FETAL PHILIPS 50 SERIES
	M2725A		Transductor de Toco Wireless Fetal.	Philips	<b>MONITOR FETAL PHILIPS AVALON</b> FM20, 30, 40, 50.
	M2726A		Transductor de Ultrasonidos Wireless Fetal.	Philips	MONITOR FETAL PHILIPS AVALON FM20, 30, 40, 50
	M2734A		Transductor de Toco Smart Fetal.	Philips	MONITOR FETAL PHILIPS AVALON FM20, 30, 40, 50
	M2735A		Transductor de Toco Smart + Fetal.	Philips	MONITOR FETAL PHILIPS AVALON FM20, 30, 40, 50
	M2736A		Transductor de Ultrasonidos Smart Fetal.	Philips	MONITOR FETAL PHILIPS AVALON FM20, 30, 40, 50
	5700HAX		Transductor de Ultrasonidos Fetal.	General Electric	<b>MONITOR FETAL COROMETRICS</b> 120, 145, 150, 170, 250
	2264HAX		Transductor de Toco Fetal.	General Electric	MONITOR FETAL COROMETRICS 120, 145, 150, 170, 250